

Comment utiliser votre inhalateur Genuair Pressair

1. Retirez le capuchon du dispositif en appuyant sur les aiguilles qui paraissent sur chaque côté du capuchon.
2. Assurez-vous qu'il n'y a rien dans l'embout buccal.



3. Tenez le dispositif de manière à ce que l'embout buccal soit tourné vers vous et que le bouton vert soit orienté vers le haut.



4. Poussez le bouton vert entièrement vers le bas.
5. **RELÂCHEZ** le bouton vert.



6. Avant d'inhaler, assurez-vous que la fenêtre de contrôle colorée a viré au vert.



7. Expirez par la bouche en éloignant votre bouche de l'inhalateur.
8. Scellez vos lèvres autour de l'embout buccal et inhalez **VIGOUREUSEMENT** et **PROFONDÉMENT**.
9. Vous devriez entendre un « DÉCLIC » lorsque vous inhalez.



10. Enlevez le dispositif de votre bouche et retenez votre respiration en comptant jusqu'à 10 secondes.

11. Assurez-vous que la fenêtre de contrôle colorée a viré au rouge. Ceci indique que vous avez reçu la dose entière.
12. Si la fenêtre de contrôle demeure verte, répétez les étapes 8 à 10.
13. Remettez le capuchon sur l'inhalateur



14. Le bouton vert s'enclenchera automatiquement lorsque le dispositif est vide.
15. Pour nettoyer l'inhalateur, essuyez l'embout buccal avec un chiffon sec seulement.

NE LAVEZ PAS l'inhalateur.

16. Gardez le médicament à une température de 15 à 30°C.
17. Le médicament est fourni dans un étui de protection et doit être utilisé dans les 90 jours suivant l'ouverture de l'étui.